

El 26 de abril 2021, Philips informó de los posibles riesgos para la salud relacionados con la espuma para amortiguar el ruido utilizada en dispositivos específicos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), presión positiva binivel de las vías respiratorias (BiPAP) y ventiladores mecánicos en los domicilios.

La FDA, Food Drug Administration de EEUU, anunció el 16 de junio 2021, ha notificado la retirada de algunos equipos de terapia respiratoria (CPAP y BiPAP) utilizados para el tratamiento de patologías respiratorias y del sueño de la empresa Philips, para mitigar posibles riesgos para la salud relacionados con el componente de espuma para la reducción de sonido dado que esta espuma, puede degradarse en partículas o gases que entrarían en la vía del equipo y podrían ser ingeridas o inhaladas por el paciente. La degradación de la espuma podría verse agravada por el uso de métodos de limpieza no aprobados, como el ozono. Otros factores como el paso del tiempo, los entornos con elevada temperatura y/o mucha humedad también podrían contribuir a la degradación de esta espuma que podría suponer alguna sintomatología, aunque infrecuente.

La mayoría de los equipos afectados pertenecen a la familia de productos DreamStation que corresponde a la primera generación de equipos de la empresa Philips.



SystemOne
(Q series)



DreamStation
CPAP, Auto CPAP, BiPAP



DreamStation GO
CPAP, APAP



Dorma 400, 500
CPAP



REMStar SE Auto
CPAP



DreamStation
ASV



DreamStation
ST, AVAPS



SystemOne
ASV4



C Series
ASV, S/T, AVAPS



OmniLab Advanced Plus
In-Lab Titration Device

Recomendamos:

- **No realizar nuevas prescripciones de equipos que contengan espuma, por el momento.**
- **No utilizar ozono ni ningún otro método no recomendado por el fabricante para la limpieza de estos equipos**
- **No discontinuar el tratamiento con equipos de presión positiva, hasta disponer de mayor información.**

Trataremos de mantener informados a los colegas y pacientes que usen estos dispositivos.

Comisión Directiva AAMS